



RECOMMANDATIONS PREANALYTIQUES

Pour les analyses qui ne figurent pas dans la liste Référez vous au Site Internet <https://my-unilabs.fr/professionnels-de-sante>

ANALYSES LES PLUS COURANTES			
	Couleur des bouchons	ORDRE de Prélèvement	
TUBE CITRATE			
Taux de prothrombine (TP)	1 Tube		
Temps de Céphaline (TCA)			
Fibrine, Fibrinogène			
Facteurs de Coagulation			
Antithrombine III (AT3)			
D Dimères	1 Tube		
TUBE SST (Activateur+Gel)			
Chimie courante: Calcium, Phosphore, Cholestérol, HDL, Apo, Triglycérides, Ac Urrique, Urée, Créatinine, Magnésium, Fer, Ferritine, Capacité ionogramme (Na-k-Cl-Ra), Protéines, Albumine			
CPK, LDH, GGT, Transaminases (GO/GP)			
Lipase, Phosphatases Alcalines, Bilirubine, CRP, Profil protéique (IgA-IgG-IgM), Transferrine, Préalbumine,			
TUBE SST (Activateur+Gel)			
Ac folique, Vit B12, Vit D			
Hormone: Oestradiol, FSH, LH, Cortisol, PTH etc.,			
Tsh, T4, T3			
ACE, PSA Total, PSA Libre, Ca153, Ca199, Ca125, Sérologies Virales, Parasitaires, Bactériennes			
Immunité=AutoAnticorps			
Allergie			
Trisomie 21		2 Tubes	
TUBE SEC			
Médicaments	1 tube		
TUBE EDTA			
NF, Plaquettes, Réticulocytes	1 ou 2 tubes		
HBA1c			
BNP			
Groupes Sanguins	1 tube		
Agglutinines (RAI)			
TUBE FLUORURE	1 tube		
Glycémie			

Veiller au bon remplissage des tubes à leur bonne homogénéisation par retournements lents

IDENTITOVIGILANCE
IDENTIFICATION DES PRELEVEMENTS

L'identité du patient est la première étape de l'acte de soins

Tous les prélèvements doivent être parfaitement identifiés

FICHE D'IDENTIFICATION PERSONNELLE
A RENSEIGNER IMPERATIVEMENT

Ce document est essentiel pour un bon suivi des analyses

Il nous permet de vous contacter si besoin et de donner aux biologistes des renseignements indispensables pour l'interprétation et la validation du résultat.

Ce support vous permet de renseigner le mode de transmission souhaité par le patient

Si un ou plusieurs de ces critères ne sont pas respectés, la demande d'analyse peut être refusée

Cas Particulier : Détermination du groupe sanguin plus recherche d'agglutinines irrégulières.

Vérification d'identité obligatoire sur document officiel en cours de validité

Renseignements obligatoires sur le tube
Nom de naissance, Nom Marital, Prénom, Date de Naissance, Sexe.

Les deux déterminations doivent être effectuées à deux moments différents et dans le même laboratoire

Si un ou plusieurs de ces critères ne sont pas respectés, la demande d'analyse peut-être refusée

Analyses	Délai préanalytique recommandé		
Facteur 5	4 heures	LDH	2 heures
Potassium	4 heures	Lithium sérique	4 heures
CO2	6 heures	Phosphore	6 heures
Glycémie (Tube Non fluoré)	2 heures	PTH	6 heures
TCA/TCK	4 heures		
		sur Borate	24 h
ECBU		sur flacon stérile conservé à +4 °C	12h00
		sur flacon stérile conservé à TA	2h00

RECOMMANDATIONS GENERALES

Merci de respecter les consignes de prélèvement, les recommandations particulières et de nous transmettre les renseignements cliniques

Retrouvez les différents modes opératoires sur:

1* les fiches de suivi associées au kit de prélèvement

2 * Site Internet <https://my-unilabs.fr/professionnels-de-sante> Espace préleveurs

Pour les conditions de recueil particulières des urines (Nouveau-né-Patient porteur d'une sonde, etc..) et les autres analyses microbiologiques: Voir Site Internet <https://my-unilabs.fr/professionnels-de-sante> Espace préleveurs

Le laboratoire reste à votre disposition pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter

PARTICULARITES

Nous sommes dans l'impossibilité de vous communiquer l'ensemble des particularités des analyses spécialisées transmises à Cerba : Le préanalytique dépendant de l'évolution des techniques et la mise à jour est effectuée par leurs soins régulièrement.

Pour toute(s) demande(s) d'analyse(s) spécialisées, veuillez contacter le laboratoire Fortebio avant le prélèvement ou bien vous référer aux informations à votre disposition sur le catalogue du laboratoire Cerba. www.lab-cerba.com

Certaines analyses nécessitent des conditions spécifiques.

- Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
- Congélation inférieure à 4 heures
- Tube spécifique non présent dans la boîte de prélèvement mis à votre disposition.
- Ne pas réaliser le samedi ou la veille de jour férié
- Consentement ou attestation à joindre impérativement

Laboratoires Unilabs FORTEBIO

▪ Capbreton :	05 58 72 02 79	laboratoire.capbreton@unilabs.com
▪ Bayonne :	09 70 77 01 92	laboratoire.bayonne@unilabs.com
▪ Dax :	05 58 90 91 92	laboratoire.dax@unilabs.com
▪ Hagetmau :	05 58 79 33 03	laboratoire.hagetmau@unilabs.com
▪ Lons :	09 70 77 00 00	laboratoire.lons@unilabs.com
▪ Mimizan :	05 58 09 07 92	laboratoire.mimizan@unilabs.com
▪ Soustons :	05 58 41 27 93	laboratoire.soustons@unilabs.com
▪ St Paul lès Dax :	05 58 91 20 00	laboratoire.saintpaullesdax@unilabs.com
▪ Tartas :	05 58 58 37 37	laboratoire.tartas@unilabs.com