

- A effectuer avant ou à distance de tout traitement antibiotique.
- Utilisation d'un collecteur stérile URINOCOL (fourni par le laboratoire sur demande)
- Lavage et désinfection des mains
- Nettoyer soigneusement la peau qui doit être propre (vulve, méat urinaire et périnée chez la fille ou gland et prépuce chez le garçon) à l'aide d'une compresse stérile imbibée de solution antiseptique (alcool à 70°)
- Bien sécher la peau à l'aide compresses stériles
- Détacher doucement et complètement le revêtement qui protège l'adhésif.
- Appliquer la poche autour de l'orifice urinaire et masser doucement la partie adhésive pour s'assurer d'une bonne adhérence
- Dès la miction terminée, le collecteur est retiré
- Ne pas laisser en place plus de 30 minutes. Passé ce délai, si l'enfant n'a pas uriné, le dispositif est éliminé et remplacé par un neuf.
- Enlever la poche délicatement en soulevant un coin de la partie collée
- Pour assurer une bonne étanchéité lors du transport et éviter les fuites, coller l'adhésive face contre face et renforcer éventuellement avec un sparadrap.
- Placer la poche directement dans un flacon stérile à bouchon rouge sans transvaser l'urine.
- Identifier ou faire identifier le flacon avec nom, prénom, date de naissance. Noter date et heure du recueil.

**Température et délais de conservation :**

- Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais (Il peut être conservé 12 heures entre 2°C et 8°C) ou 2 heures à température ambiante (15°C à 25°C).