













## PRELEVEMENT VAGINAL

<p><u>Etape 1 :</u></p> <p>Tenir l'écouvillon par la tige, entre le pouce et l'index, au niveau de la bandelette noire. De l'autre main, maintenir les lèvres écartées.</p>	
<p><u>Etape 2 :</u></p> <p>Introduisez l'écouvillon dans le vagin, sur environ 5 cm, et tournez doucement l'écouvillon pendant environ 30 secondes. Assurez-vous que l'écouvillon touche les parois du vagin. Retirez-le soigneusement et veillez à ce qu'il ne touche aucune surface.</p>	
<p><u>Etape 3 :</u></p> <p>Tout en tenant bien l'écouvillon, enlevez le bouchon du tube.</p> <p><b>Attention :</b> le tube contient du liquide, ne pas le renverser (si l'écouvillon du prélèvement tombe ou touche une autre surface, si le tube contenant du liquide se renverse, les résultats peuvent être faussés. Demandez un nouveau kit de prélèvement).</p>	
<p><u>Etape 4 :</u></p> <p>Placez l'écouvillon dans le tube.</p>	
<p><u>Etape 5 :</u></p> <p>Cassez précautionneusement la tige au niveau du trait noir en la pressant contre le bord du tube. Rebouchez fermement le tube.</p> <p>Vérifiez votre nom, prénom et date de naissance sur le prélèvement.</p>	



## PRELEVEMENT ANAL

<p><u>Etape 1 :</u></p> <p>Tenir l'écouvillon par la tige, entre le pouce et l'index, au niveau de la bandelette noire. L'insérer d'environ 3 à 5 cm dans le canal anal. Faire tourner doucement l'écouvillon pendant 5 à 10 secondes</p>	
<p><u>Etape 2 :</u></p> <p>Retirez soigneusement l'écouvillon et veillez à ce qu'il ne touche aucune surface. Si l'échantillon est contaminé par d'importantes matières fécales, le jeter et répéter le prélèvement.</p>	
<p><u>Etape 3 :</u></p> <p>Tout en tenant bien l'écouvillon, enlevez le bouchon du tube.</p> <p><b>Attention :</b> le tube contient du liquide, ne pas le renverser (si l'écouvillon du prélèvement tombe ou touche une autre surface, si le tube contenant du liquide se renverse, les résultats peuvent être faussés. Demandez un nouveau kit de prélèvement).</p>	
<p><u>Etape 4 :</u></p> <p>Placez l'écouvillon dans le tube.</p>	
<p><u>Etape 5 :</u></p> <p>Cassez précautionneusement la tige au niveau du trait noir en la pressant contre le bord du tube. Rebouchez fermement le tube.</p> <p>Vérifiez votre nom, prénom et date de naissance sur le prélèvement.</p>	

## RENSEIGNEMENTS CLINIQUES IST

