



Informer, soutenir et valoriser notre engagement quotidien

Alors que l'été bat son plein, nous tenons à saluer votre dévouement sans faille. Dans ce numéro, découvrez les dernières actualités, conseils pratiques, et petits rappels



Formation DPC

🎓 Thème : **Choix des pansements selon les types de plaies**

📅 Date : Lundi 15 septembre 2025

🕒 Horaires : 9h - 17h

📍 Lieu : Reims

🍽 Repas offert

Une formation DPC incontournable pour optimiser vos soins selon les types de plaies
Intéressé(e) ? Envoyez un email à Charlène pour inscription

IDELAB : toujours d'actualité

Application qui permet de simplifier et de gagner du temps lors de vos prélèvements chez un de vos patients (plus de papiers, crayons)
Pour les personnes qui seraient intéressées merci de m'en informer

Mallettes : Toujours disponibles !

Nous proposons toujours des mallettes de prélèvements équipées d'un petit plateau.

N'hésitez pas à en faire la demande par email

DASRI

Unilabs met à votre disposition 4 cartons DASRI de 50L par an gracieusement pour vous remercier de votre fidélité.

Intéressé ? Contactez moi

INFOS PRATIQUES ET RAPPELS LABORATOIRE :



Rechercher Chlamydiae dans les urines :

Urine du matin ou ne pas uriner dans les 2h avant le prélèvement

Recueillir uniquement le 1er jet (env. 1cm dans le flacon)

A éviter pendant les règles

Prélèvement de selles :

Les selles peuvent être apportées jusqu'à 24h après le recueil, à condition d'avoir été conservées au réfrigérateur. Il est toutefois préférable de les rapporter le jour même

A jeun ou non :

Pensez à cocher la case correspondante pour informer le laboratoire

Kiro :

Merci de renseigner l'adresse email du patient pour qu'il reçoive ses résultats ET faire signer le consentement au moins une fois pour la réception par email

Heure de prélèvement :

Indispensable pour calculer le délai pré-analytique et optimiser la qualité du rendu des résultats.

Conservation et conditions techniques des prélèvements :

Les tubes doivent être stockés dans un endroit sec, température entre 15°C et 25°C

- LDH : doit être centrifugé dans les 6h qui suit le prélèvement avant REFUS
- Potassium : doit être centrifugé dans les 8h qui suit le prélèvement avant REFUS. Idéalement dans les 4h
- TCA : doit être passer sur l'automate dans les 6h qui suit le prélèvement avant REFUS. Prendre en compte le traitement pré analytique et le transport de l'échantillon jusqu'au plateau technique Jean Jaurès REIMS

CONTACT

POUR TOUTE INSCRIPTION, QUESTION OU PARTICIPATION :
CHARLENE.DRAVENY@UNILABS.COM

Newsletter N°2



Édition de Juillet 2025

Informier, soutenir et valoriser notre engagement quotidien



Transfert de tubes :

Strictement interdit, car cela peut altérer les résultats d'analyse.

Médicaments :

Indiquer le(s) médicament(s), posologie date et heure de la dernière prise.

RAI :

préciser s'il y a eu ou non injection de Rophylac et/ou signaler tout antécédent de transfusion ainsi que la date



Groupe sanguin :

La vérification d'identité est obligatoire (Nom de naissance - Nom d'usage - Prénom - DDN). Cocher impérativement la case "Identité du patient vérifiée via un document officiel" après avoir confirmé l'orthographe avec une CNI, un passeport, ou une carte de séjour)

Ordonnances avec plusieurs bilans ou renouvelables :

En cas d'ordonnance mentionnant plusieurs bilans (ex. : 1. Tous les 3 mois et 2. Avant consultation) ou une ordonnance renouvelable, veuillez **préciser** quel bilan correspond à votre prélèvement. Cela évitera de vous recontacter pour clarification.

Pensez à vérifier régulièrement la péremption des tubes de vos mallettes.



Dépistage IST (hépatite B, HIV, Syphilis, Chlamydiae et Gonorrhée) : Sensibilisez les patients !

Dépistage uniquement au laboratoire : gratuit, confidentiel et sans ordonnance.

CONTACT

POUR TOUTE INSCRIPTION, QUESTION OU PARTICIPATION :
CHARLENE.DRAVENY@UNILABS.COM