



EXAMEN MYCOLOGIQUE DE PEAU, ONGLES, CHEVEUX, POILS

Joindre systématiquement l'ordonnance

- peau ongles cheveux poils

MODALITES DE RECUEIL

- Les traitements antifongiques récents ou en cours ont un impact sur les résultats. Une fenêtre thérapeutique doit être respectée avant de pratiquer les prélèvements :
 - 2 semaines pour tout traitement antifongique local,
 - 1 mois pour un prélèvement d'ongles en cas d'utilisation de solutions filmogènes (vernis),
 - 3 mois en cas de traitement antifongique systémique (voie orale).
- Le prélèvement conditionne en grande partie la prise en charge de la pathologie : il est tout à fait possible de passer à côté du diagnostic dans le cas d'un prélèvement mal exécuté ou en quantité insuffisante. **Contactez obligatoirement le biologiste du laboratoire afin de convenir de la façon de prélever, fonction du type de lésion.**
- Identifier le contenant avec Nom, prénom, date de naissance du patient.
- Conserver à température ambiante.

RENSEIGNEMENTS

M. Mme

Nom Prénom

Nom de jeune fille

Date de naissance/...../.....

Adresse

N° SS Centre..... Mutuelle

Noter ici la date et l'heure du recueil :

Lésion prélevée : Nom du préleveur :

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Interrogatoire du patient :

- voyage Si oui, pays:..... profession:.....
- contact d'animaux Si oui, lesquels:.....
- pratique sportive Si oui, laquelle:.....
- terrain prédisposant à dermatophytose disséminée : HIV- greffé- corticothérapie- chimiothérapie (entourer)

Description de la (des) lésion(s):.....

Partie réservée au laboratoire

Date et heure de réception au laboratoire :

Matériel reçu : écouvillons Nombre : Type :

boîte, flacon

Prélèvement conforme ? : OUI NON



**UNILABS BIODOMES
CLERMONT-NORD**
4 Rue Claude Danziger
63100 Clermont
Ferrand

**RC Preconisations prelevement
mycologique
peau,ongles,cheveux,poils**

BD-PRE-DE-047-V02
Version : 2
Applicable le : 02-01-2024



Opérateur :

LA VERSION ÉLECTRONIQUE FAIT FOI