

Recueil des urines de 24 heures

Recueil :

- **1^{er} jour** : au lever, rejeter les urines dans les W.C. Noter la date et l'heure.
- **Recueillir ensuite pendant 24 heures** toutes les urines émises y compris celles de la nuit et du lendemain matin au lever (même heure que la veille).

Conservation :

- ❖ Conservation 24h à température ambiante.
- ❖ Conservation à 2-8°C pour une recherche de cortisol urinaire.

Transmission au laboratoire :

- Apporter les urines le plus rapidement possible au laboratoire en suivant le protocole ci-dessous

PROTOCOLE A SUIVRE AVANT DE TRANSMETTRE VOS URINES

ETAPE 1 : INFORMATIONS IMPORTANTES

Noter ci-dessous le volume du recueil à l'aide du flacon gradué

Volume du recueil :

----- mL

Noter votre nom et prénom sur les 3 tubes fournis dans le kit

ETAPE 2 : REPLISSAGE DES TUBES



Visser hermétiquement le flacon et agiter les urines par 2-3 retournements



Soulever l'étiquette et enfoncer le premier tube pour réaliser le remplissage automatique.
Puis le retirer
Recommencer avec les 2 autres tubes

ETAPE 3 : TRANSMISSION AU LABORATOIRE

Ne transmettre que le sachet à votre laboratoire

Vider le flacon dans les toilettes puis bien revisser le bouchon et le jeter avec vos déchets ménagers

En cas de problème de remplissage des tubes à l'étape 2 merci de rapporter le grand flacon au laboratoire

Mettre les 3 tubes + La présente feuille dans le petit sachet Unilabs et le sceller

Recueil des urines de 24 heures

Recueil :

- **1^{er} jour** : au lever, rejeter les urines dans les W.C. Noter la date et l'heure.
- **Recueillir ensuite pendant 24 heures** toutes les urines émises y compris celles de la nuit et du lendemain matin au lever (même heure que la veille).

Conservation :

- ❖ Conservation 24h à température ambiante.
- ❖ Conservation à 2-8°C pour une recherche de cortisol urinaire.

Transmission au laboratoire :

- Apporter les urines le plus rapidement possible au laboratoire en suivant le protocole ci-dessous

PROTOCOLE A SUIVRE AVANT DE TRANSMETTRE VOS URINES

ETAPE 1 : INFORMATIONS IMPORTANTES

Noter ci-dessous le volume du recueil à l'aide du flacon gradué

Volume du recueil :

----- mL

Noter votre nom et prénom sur les 3 tubes fournis dans le kit

ETAPE 2 : REPLISSAGE DES TUBES



Visser hermétiquement le flacon et agiter les urines par 2-3 retournements



Soulever l'étiquette et enfoncer le premier tube pour réaliser le remplissage automatique.
Puis le retirer
Recommencer avec les 2 autres tubes

ETAPE 3 : TRANSMISSION AU LABORATOIRE

Ne transmettre que le sachet à votre laboratoire

Vider le flacon dans les toilettes puis bien revisser le bouchon et le jeter avec vos déchets ménagers

En cas de problème de remplissage des tubes à l'étape 2 merci de rapporter le grand flacon au laboratoire

Mettre les 3 tubes + La présente feuille dans le petit sachet Unilabs et le sceller