

  <b>Instruction</b>	Rédigé par : Audrey Bacquet	Validé par : Gérard Crouzet	Approuvé par : Gérard Crouzet
	<b>C2-INS21 Version 1</b> <b>Recommandations de prélèvements vaginaux et vulvaires</b>		
	Mise en application le <b>23/05/2022</b>		

**1/ Votre médecin vous a prescrit un prélèvement VAGINAL . Nous vous remercions de respecter les recommandations suivantes :**

- Le prélèvement sera réalisé, si possible, avant de débiter un traitement antimicrobien local ou général, à la phase aiguë de la maladie.
- Le prélèvement doit être réalisé avant toute toilette intime.
- Le prélèvement doit être réalisé en dehors des périodes de règles
- Une abstinence sexuelle de 24-48 h est recommandée

**Recherche de Chlamydia systématique :** sur 1er jet ou écouvillonnage.

**Recherche de Mycoplasme sur prescription :** sur écouvillonnage ou sur 1er jet.

**Les recherches d' HSV (Herpès), Trichomonas et Mycoplasmes sont réalisées au laboratoire.**

**Consommables nécessaires :**

- Ecouvillon ELITECH TRANSWAB AMIES, bouchon **VIOLET** (Culture + examen direct)
- Ecouvillon sec en dacron (Trichomonas)
- Ecouvillon sec en dacron avec milieu de transport UMMt ELITECH (Mycoplasme)
- Ecouvillon ELITECH TRANSWAB VCM, bouchon **ROUGE** (PCR Chlamydia / Gonocoque)

**Prélèvement :**

- Installer la Patiente en position gynécologique, talons dans les étriers. Mettre le spéculum en place, sans utiliser de lubrifiant, avec un éclairage adapté.

- Se centrer sur le col, observer l'aspect et l'abondance des sécrétions :  
SECRETIONS NULLES / PEU ABONDANTE / ABONDANTES / CAILLEBOTEES / BRUNATRE

**+ Au niveau des culs de sac vaginaux et du col :**

- Ecouvillon bouchon **VIOLET** : décharger l'écouvillon dans le milieu de transport et rompre la tige au point de rupture.
- Ecouvillon sec en dacron (Trichomonas) : rajouter environ 1 ml d'eau physiologique

**+ Au niveau de l'endocol sur 1/2 cm :**

- Si nécessaire, retirez les mucosités excédentaires de l'orifice cervical et des muqueuses environnantes à l'aide d'un écouvillon de nettoyage. Jetez cet écouvillon.
- Ecouvillon bouchon **ROUGE** : décharger l'écouvillon dans le milieu de transport puis éliminer l'écouvillon.
- Si Mycoplasme prescrit : Ecouvillon sec en dacron à décharger immédiatement dans le milieu UMMt puis éliminer l'écouvillon.

**2/ Cas particulier de l'AUTO PRELEVEMENT : prélèvement VAGINAL .**

La technique de prélèvement doit être expliquée à la patiente :

- Lors de l'ouverture du kit de prélèvement, **ne pas toucher** l'embout de l'écouvillon, ne pas poser l'écouvillon.

- **Saisir** l'écouvillon en le tenant au milieu de la tige.

- **Ecarter** manuellement les grandes lèvres vulvaires et insérer l'écouvillon dans le vagin (environ 5 cm) et le faire tourner doucement pendant 10 à 30 secondes. S'assurer que l'écouvillon touche les parois du vagin.

- **Retirer** l'écouvillon sans toucher la peau.

- **Placer** l'écouvillon dans le tube et rompre la tige au point de rupture.

- **Identifier** les échantillons avec Nom, Prénom, Date De Naissance. Noter la date, l'heure du prélèvement, l'aspect des sécrétions et les renseignements cliniques et thérapeutiques.

- Leucorrhée
- Prurit
- Métorrhagie
- Dépistage IST
- Grossesse
- Avant pose d'un stérilet

S'agit-il d'un examen prescrit après un traitement antibiotique ?

S'agit-il d'un examen prescrit en cours de traitement antibiotique ?

Le médecin a-t'il prescrit un traitement antibiotique à commencer après le prélèvement ? Pendant combien de jours ?

- Lequel : .....

- Débuté le .....

- Arrêté le .....

- **Préciser** le site anatomique prélevé : cervico-vaginal / vaginal / auto-prélèvement vagin

***Renseignements (obligatoire) :***

Nom : ..... Prénom : .....

Date de naissance : ..... / ..... / .....

Adresse : .....

Tél portable : .....

E-mail : .....

**Résultats :**  Par internet  Remis au laboratoire  Postés

N° Sécurité Sociale : .....

Caisse : ..... Centre : .....

Nom de la Mutuelle : ..... N° AMC / télétrans : .....

Numéro d'adhérent : ..... Fin de droit : .....

**3/Votre médecin vous a prescrit un prélèvement VULVAIRE . Nous vous remercions de respecter les recommandations suivantes**

- Le prélèvement sera réalisé, si possible, avant de débiter un traitement antimicrobien local ou général, à la phase aiguë de la maladie.
- Le prélèvement doit être réalisé avant toute toilette intime.
- **Chlamydia, Mycoplasme et Trichomonas ne sont pas recherchés au niveau vulvaire.**

#### Consommable nécessaire

- Ecouvillon ELITECH TRANSWAB AMIES, bouchon **VIOLET** (culture + examen direct)

#### Prélèvement :

- Installer la Patiente en position gynécologique, talons dans les étriers.
- Ecouvillonner la zone vulvaire. Décharger l'écouvillon bouchon **VIOLET** dans le milieu de transport et rompre la tige au point de rupture.
- Identifier l'échantillon avec Nom, Prénom, Date De Naissance.
- Noter la date, l'heure du prélèvement et les renseignements cliniques et thérapeutiques (voir 1/)

### **4/ Recherche d'un portage de streptocoque B Hémolytique ( RBND)**

#### Consommable nécessaire :

- Ecouvillon ELITECH TRANSWAB AMIES, bouchon **VIOLET** (culture)

#### Prélèvement :

Examen réalisé entre 37 et 39 semaines d'aménorrhées sauf mention contraire sur ordonnance.

- Installer la patiente en position gynécologique, talons dans les étriers.
- Sans spéculum,
- Ecouvillonner le tiers inférieur de la cavité vaginale, en écartant manuellement les grandes lèvres vulvaires. Décharger l'écouvillon bouchon **VIOLET** dans le milieu de transport et rompre la tige au point de rupture.
- Identifier l'échantillon avec Nom, Prénom, Date De Naissance.
- Noter la date, l'heure du prélèvement.
- Se renseigner sur une éventuelle allergie aux Béta-lactamines.

### **5/ Examen d'un stérilet**

Nous vous remercions de respecter les recommandations suivantes :

---

**C2-INS21 Recommandations de prélèvements vaginaux et vulvaires**

Version **1** mise en application le **23/05/2022**

Page **3** sur **4**

*Seule la version électronique fait foi.*

*Copie pour Audrey BACQUET générée le 20/06/2022 15:23:11*

➤ Le prélèvement sera réalisé, si possible, avant de débiter un traitement antimicrobien local ou général, à la phase aiguë de la maladie.

Consommable nécessaire :

- Flacon spécifique

Prélèvement :

- Le retrait du stérilet doit être pratiqué avec le maximum d'asepsie afin de limiter la contamination par la flore commensale vaginale.

- Couper les fils et déposer le stérilet dans le flacon
- Identifier l'échantillon avec Nom, Prénom, Date De Naissance.
- Noter la date, l'heure du prélèvement et les renseignements cliniques et thérapeutiques.

- Fièvre
- Douleur
- Dépistage IST
- Résultat du frottis cervico-vaginal ?

S'agit-il d'un examen prescrit après un traitement antibiotique ?

S'agit-il d'un examen prescrit en cours de traitement antibiotique ?

Le médecin a-t'il prescrit un traitement antibiotique à commencer après le prélèvement ? Pendant combien de jours ?

- Lequel :.....

- Débuté le .....

- Arrêté le .....

Conservation pré-analytique des échantillons :

A température ambiante :

- Ecouvillon bouchon **VIOLET** : < 48h
- Ecouvillon sec en dacron (recherche de Trichomonas) : < 2h
- Flacon stérilet : < 2h

A 2-8°C :

- Ecouvillon bouchon **ROUGE** : < 48h
- Milieu de transport pour Mycoplasme UMMt : < 56h