

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES POUR LES PRÉLÈVEMENTS VEINEUX

- 1 Porter des gants.
- 2 S'assurer que l'aiguille soit bien vissée dans le corps de pompe.
- 3 Bien désinfecter le site de ponction.
- 4 Lors d'un prélèvement avec une épicroanienne, utiliser systématiquement un tube de purge avant le tube pour l'hémostase.
- 5 Relâcher le garrot dès le remplissage du 1er tube.
- 6 Bien maintenir les tubes à l'embase lors du prélèvement.
- 7 Remplir le tube coagulation dans l'intervalle du triangle de jauge.
- 8 Homogénéiser les tubes par minimum 5 retournements successifs.
- 9 Interdiction formelle de transvaser le sang d'un tube à un autre.
- 10 Identifier les échantillons après le prélèvement.



+/- 10%
prélèvement
conforme



www.gbn.com/fr

ORDRE DE PRÉLÈVEMENT DES TUBES

Recommandations CSLI (NCCLS) Doc. H3-A6 2007 et GEHT 2007



Rq : Possibilité de prélever sur Tube citrate 2 ml uniquement pour les prélèvements difficiles par les préleveurs Cedibio : envoyer vers le plateau technique dans une poche à part et identifiés avec une bague verte + le préleveur prévient le poste TRI de l'arrivée du tube