



Diagnostic entomologique d'un parasite humain (le laboratoire ne réalise pas les identifications d'insectes ou autres animaux)

Renseignements cliniques souhaitables :

- Voyage (date du voyage, pays visité).

Matériel utilisé

- Flacon propre et sec transparent.

Prélèvement :

- Effectuer le recueil de l'élément ou l'animalcule évoquant un insecte, une larve ou un autre arthropode.
- Identifier le flacon avec nom, prénom, date de naissance, date et heure du recueil, endroit du recueil.

Température et délai de conservation

- Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans la journée et maintenu à température ambiante.