

Objectif :

Prélèvement vaginal en vue de la détection de streptocoque B par PCR

Matériel :

- Gants.
- Kit de prélèvement spécifique : écouvillon double et milieu de transport

Prélèvement :

Prélèvement effectué en pré partum au bloc maternité par le personnel soignant.
Selon le manuel technique MT-A7-009

Se laver les mains. Enfiler les gants.
Utiliser un kit de prélèvement
Retirer les 2 écouvillons
Introduire délicatement les 2 écouvillons dans le 1^{er} tiers du vagin de la patiente.
Prélever en exerçant un mouvement de rotation.
Si besoin : Essuyer délicatement l'excès de sécrétion si nécessaire.
Introduire les 2 écouvillons dans le milieu de transport.
Refermer hermétiquement le milieu de transport.
Identifier tous les prélèvements

Conservation et transport :

	Température ambiante (15-25°C)	Température réfrigérée (2-8°C)
Délai Optimal	≤ 6 heures	≤ 48 heures
Délai acceptable	≤ 24 heures	≤ 6 jours