



**Nous vous remercions de respecter les recommandations suivantes :**

- Le prélèvement doit être effectué à **distance des rapports sexuels** (48 heures), **en dehors des périodes menstruelles, de toute thérapeutique locale, ou d'infection** et si nécessaire après traitement œstrogénique chez la femme ménopausée.

- Si possible lors de la phase ovulatoire, période où le col de l'utérus est ouvert, permettant une bonne visibilité de l'endocol.

- Il est important d'expliquer à la patiente le but de l'examen et de la rassurer.

Lui remettre le dépliant **DOCCU** (Dépistage du Cancer du Col de l'Utérus – mon guide pratique).

L'informer sur la transmission possible de ses données d'identification et de ses résultats au **CRCDC** (Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers).

Consommables nécessaires :

- Spéculum
- Milieu PreservCyt / Thinprep
- Brosse endocervicale

Prélèvement : il doit concerner la totalité de l'orifice cervical externe et l'endocol

- Installer la patiente en position gynécologique, talons dans les étriers. Mettre le spéculum en place, sans utiliser de lubrifiant, avec un éclairage adapté.

- Se centrer sur le col,

Si nécessaire, retirer les mucosités excédentaires de l'orifice cervical et des muqueuses environnantes à l'aide d'un écouvillon de nettoyage. Jeter cet écouvillon.

- Introduire les poils de la partie centrale de la brosse assez profondément dans le canal endocervical pour permettre aux poils latéraux, plus courts, d'entrer en contact étroit avec la région excervicale.

Pousser doucement et tourner la brosse 5 fois dans le sens des aiguilles d'une montre (**2.5 tours complets**).

- Décharger la brosse dans le flacon de **solution en la pressant 10 fois contre le fond du flacon**, en forçant les poils à se séparer. Enfin, agiter vigoureusement la brosse pour libérer le matériel résiduel. **Jeter la brosse de prélèvement**. Ne pas laisser la tête de la brosse dans le flacon.

- Visser le bouchon hermétiquement.

- Placer le flacon dans un sachet scellé, planche d'étiquettes dans la poche externe du sachet.

Conservation à température ambiante.

**Identifier les échantillons** avec Nom, Prénom, Date De Naissance.

Noter la **date, l'heure** du prélèvement.

**Compléter le bon de demande** PRE-ENR-259 Bon de demande d'examen dépistage du cancer du col de l'utérus.