



A/ Matériel :

- Kit HELIKIT fourni par le patient.
- Minuteur.

B/ Conditions de prélèvement :

- Patient **au repos**.
- **A jeun depuis au minimum 6 heures** : sans boire, ni manger, ni fumer.
- Traitements :
 - **Pas de prise d'antibiotiques dans le mois** précédant l'examen.
 - Arrêt traitement IPP (Inhibiteur de la Pompe à Protons) **antiulcéreux dans les 15 jours** précédant l'examen.
Exemple : oméprazole, ésoméprazole, lansoprazole, pantoprazole, rabéprazole ...
 - **Arrêt des anti-acides et pensements gastro-intestinaux dans les 24 heures** précédant l'examen.
Exemple : maalox, phosphalugel, rennie, smecta, acidrine...

C/ Protocole de prélèvement :

