



ORDRE	TUBES	Nb tubes dédiés	EXAMENS A PRELEVER <span style="float: right;">(laboratoire sous-traitant)</span>	
			DELAI PREANALYTIQUE <b>2h 3h 4h 6h</b>	
1		1	AC anti-héparine/Anti PF4, Antithrombine 3, Anti XAHBPM, D-Dimères, Fibrine, Héparinémie, INR, Organan, RPC, TCA, TP	
		3	ACC type Lupique Facteurs II, V, VII, VIII, IX et XI, XII  (Biopath)), Protéines S, protéines C Le pictogramme indique une double centrifugation et congélation	
		1	Plaquettes sur CITRATE strier le bouchon	
2		1	ASLO	
		1	Cortisol, Estradiol, FSH, LH, $\beta$ HCG, Progestérone, Prolactine, Sulfate de DHEA, Testostérone, Lithium	
		1	Orosomucoïde, Pré-Albumine, PSA total /PSAL	
		1	Auto-immunité, Allergologie (BIOLIB Libourne et Vayres)	
		1	Electrophorèse (ELP), Immunoélectrophorèse (IEP) (BNU)	
		2	HT21	
		1	Parathormone (PTH)	
3		1 Grand	Fructosamine, B2microglobuline, IgG, IgA, IgM, EBV, Hépatite A IgG-IgM, IgManti-Hbc, Alcool Carbamazépine (tégrétol), Dépakine : + snap rose (BIOPATH)	
		1 Petit	CDT, Sérologie Mycoplasmes Urogénitaux (BIOPATH)	
		1 Petit	Coqueluche (IgG), Herpès (IgG+ IgM), M. Pneumoniae (IgG+ IgM), Parvovirus B19 (IgG+IgM), Rougeole (IgG+IgM), Lyme, H. pylori, C. trachomatis (IgG), Phosphatases Alcalines Osseuses (PAL Osseuses) (BIOPATH)	
4		1	Acide Urique, Albumine, AFP, Amikacine, Amylase, ACE, ApoA/B,  Bilirubine, CA125/CA153/CA199, Calcium, Chlore, Cholestérol, Complément C3-C4, CPK, CPKMB, Créatinine, CRP, Digoxine, Exploration d'une anomalie lipidique, Fer, Ferritine, Folates=vitB9 , Gentamicine, GGT, <u>Glycémie uniquement en laboratoire</u> Haptoglobine, Ionogramme (Na, K, Cl, Réserve Alcaline, Protéines), LDH, Lipase, Magnésium, Myoglobine, NT-pro BNP, Phosphatase alcaline (PAL), PCT (procalcitonine), Phosphore, T3/T4/TSH, Transaminases =SGOT ou ASAT, SGPT ou ALAT), Transferrine, coefficient de saturation de la sidérophiline, Triglycérides, Troponine, Urée, Vancomycine, Vitamine B12 , Vitamine D  Le pictogramme indique à l'abridela lumière Sérologies : CMV, Hépatites B (AgHbs, AchHbs, AchHbc totaux) et C, HIV, HTLV Rubéole, COVID-19, Syphilis Toxoplasmose, +1  pour les sérologies	
		1	Ammonium : Centrifugation dans les 15 mn, Congeler <2h après centrifugation sur le tube primaire avec gel (BIOPATH)	
		1	Homocystéine à centrifuger dans l'heure	
		1	AMH (BIOPATH)	
		2	Caryotype/Fish	
		2	T-spot <u>Acheminement &lt;54h</u> 1  bien rempli pour les enfants <3ans	
		1	<u>Calcium ionisé à 4°C / Lactate dans l'heure à 4°C fait uniquement sur site EBMD</u>	
5		1	Numération Formule Plaquettes, Réticulocytes, Vitesse de sédimentation (VS), Recherche de Paludisme	
		1	Charge Virale B (BIOPATH)	
		1	Charge Virale C (BIOPATH)	
		1	Charge Virale HIV (BIOPATH)	
		1	HbA1c	
	1	BNP		
		1 par déter	Groupe-phénotype, RAI (+  1 pour les femmes de 10 à 50ans) <b>Attention vérification de l'identité obligatoire, nom de naissance impératif</b>	
	1	Folate Erythrocytaire (BIOPATH)		
6		1	DPNI	
7		1	Glycémie *EDS /domicile Hyper glycémie /GPP *Etablissement de soin.	

