

HEMOCULTURES

Joindre systématiquement l'ordonnance

MODALITES DE PRELEVEMENT

- Vérifier la date de péremption des tubes
- Utiliser un dispositif à ailettes pour prélèvement sanguin (minimum 19 cm de tubulure et corps de pompe adapté).
- Chez l'adulte, prélever 40 à 60 ml par 24h, soit 4 à 6 flacons : 2 à 3 verts et 2 à 3 oranges
- Prélever le flacon Aérobie (vert) **avant** le flacon Anaérobie (orange) (10 ml dans chaque flacon : 2 graduations soit jusqu'au trait blanc sur fond noir)
- Identifier le flacon avec Nom et Prénom et Lieu de Ponction
- **Les flacons à hémocultures doivent être conservés à la verticale, à température ambiante dans un sachet à l'abri de la lumière et parvenir au laboratoire dans un délai maximum de 12h**

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

M Mme Nom Prénom

Nom de Naissance Date de naissance

Adresse :

N° SS Mutuelle

Résultats : Internet KIRO adresse mail obligatoire

Au Laboratoire A Poster

Noter ici la date et l'heure du prélèvement :

Température du patient :

Prélèvement : Ponction veineuse Dispositif intravasculaire : cathéter

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

<input type="checkbox"/> Fièvre – Température :	<input type="checkbox"/> Autres foyers infectieux
<input type="checkbox"/> Antécédents	<input type="checkbox"/> Traitement antibiotique en cours Nom du médicament :
<input type="checkbox"/> Suspicion endocardite	<input type="checkbox"/> Suspicion brucellose
<input type="checkbox"/> Avulsion dentaire récente	<input type="checkbox"/> Autres

Partie Réservée au Laboratoire :

Opérateur Réception : Date et Heure de réception au laboratoire

Nombre de flacons réceptionnés : Aérobies verts . Anaérobies oranges

Conforme : OUI NON