

Objectif:

Prélèvement d'un échantillon sanguin en vue d'un examen d'immuno hématologie.

Préconisations pour le prélèvement

Le préleveur doit demander systématiquement au patient :

Notion d'une Transfusion < 4 mois,

Si grossesse : âge grossesse, date et dose d'injection d'anti D si femme Rh-, date amniocentèse.

Matériel:

Tube VACUETTE EDTA 6 ml

Bébés et jeunes enfants : possibilité d'utiliser Tube VACUETTE EDTA 3 ml

Prélèvement:

Vérifier l'identité complète du patient (y compris l'orthographe): Identitovigilance

- Cas général : Le patient est capable de donner son identité :

demander au patient : - d'EPELER son Nom et Prénom

son Nom de Naissance

– de DONNER sa Date de Naissance

– Dans la mesure du possible, croiser l'information avec un document d'état civil (CNI, passeport, livret de famille...)

- Cas particuliers :

Le patient ne peut pas donner son identité :

vérifier auprès du personnel soignant ou de la famille ou si besoin à l'aide d'une pièce d'identité

En cas de demande du patient, l'utilisation du nom d'usage est facultatif, seul le nom de naissance est d'usage impératif et sera valable dans tous les cas.

1 Sous la dictée du patient, noter sur la fiche prélèvement qui servira à la saisie du dossier dans le SIL (dans le cas où le prélèvement est effectué avant l'enregistrement informatique du dossier)

Nom Prénom Nom de Naissance Date Naissance Sexe

A noter pour toutes les femmes autres que NNés : célibataire, mariée, divorcée, veuve

2 Noter les renseignements cliniques

3 Effectuer le prélèvement. Respecter la proportion entre l'anticoagulant du tube et la quantité de sang à prélever

4 Sous la dictée du patient, noter sur l'étiquette même du tube à prélever

Nom Prénom Nom de Naissance Date Naissance Sexe

Le flacon doit être conservé à **15-25°C** et acheminé rapidement au laboratoire.