



Intêret

Cette analyse consiste à mesurer le débit des hématies et des leucocytes passant dans les urines. Ce recueil s'effectue sur la totalité des urines émises en **3 heures**.

Modalités de recueil

Le bocal est fourni par le laboratoire.

- 3 heures avant le lever habituel

Vider la vessie dans les toilettes.

Boire un grand verre d'eau (1/4 de litre d'eau).

Noter la date et l'heure sur le flacon fourni par le laboratoire

Se recoucher et rester allongé au repos pendant 3 heures.

- 3 heures après (le plus exactement possible)

Uriner dans le flacon fourni par le laboratoire pour recueillir la totalité des urines.

Noter l'heure du recueil sur le flacon.

Nb : Dans l'intervalle des trois heures, toutes les urines doivent être récupérées dans le flacon.

Le flacon doit être identifié avec votre nom et prénom.

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans un délai de 4h maximum.