



NOM : **PRENOM :**

A remplir et à remettre au laboratoire avec l'échantillon d'urines

Quel est le mode de recueil utilisé ?

- Urines de 24h :** (méthode recommandée) A recueillir dans un pot de 24h, remis au laboratoire
- 1ère miction du matin :** urines à recueillir au réveil dans un pot HLM, remis au laboratoire
- Miction après l'effort :** urines à recueillir après une marche soutenue durant 30 minutes dans un pot HLM, remis au laboratoire

Si urines de 24 h :

Date et heure de début de recueil :

Date et heure de fin de recueil :

Si 1ère miction du matin ou miction après effort :

Date et heure de recueil :

ATTENTION : Le pot doit être conservé à T° ambiante et acheminé dans les plus brefs délais au laboratoire.

Pourquoi réalisez-vous une analyse d'urine ? (Plusieurs motifs possibles)

- Présence de sang dans vos urines
- Contrôle après traitement (2,3 – 6 - 12 mois)
- Présence de symptômes urinaires : douleurs mictionnelles, envies d'uriner souvent
- Voyage récent (Corse du Sud, Afrique, Amérique du Sud, Asie, Caraïbe, Île Maurice, Madagascar)

→ Où :

→ Quand :

ZONE RESERVEE AU LABORATOIRE

Étiquette DOSSIER

Conformité échantillon

- OUI
- NON → NC pré-analytiques**

Décantation pendant 2H à T° ambiante
Récupération du culot d'une hauteur de 2cm
Nombre de tubes récupérés (chimie urine) :

pot HLM => / 10 Tubes
pot urine 24h => ... / 17 Tubes

Opérateur