

## Liquide de ponction articulaire

- 1 flacon stérile (pour la bactériologie)
- 1 tube blanc (sans additif)
- ½ tube citrate

**Bien noter le nom, prénom, et adresse sur le prélèvement.**

DE-MU3-015-03

## Liquide de ponction articulaire

- 1 flacon stérile (pour la bactériologie)
- 1 tube blanc (sans additif)
- ½ tube citrate

**Bien noter le nom, prénom et adresse sur le prélèvement.**

DE-MU3-015-03

## Liquide de ponction articulaire

- 1 flacon stérile (pour la bactériologie)
- 1 tube blanc (sans additif)
- ½ tube citrate

**Bien noter le nom, prénom et adresse sur le prélèvement.**

DE-MU3-015-03

## Liquide de ponction articulaire

- 1 flacon stérile (pour la bactériologie)
- 1 tube blanc (sans additif)
- ½ tube citrate

**Bien noter le nom, prénom et adresse sur le prélèvement.**

DE-MU3-015-03