


<b>BIOGEN</b> 	Rédigé par : Audrey Bacquet	Validé par : Elodie Porte	Approuvé par : Gérard Crouzet
	<b>C2-INS12 Version 1</b>		
<b>Préconisations patients - Recueil de selles pour parasitologie</b>			
Instruction	Mise en application le <b>17/06/2022</b>		

## Recueil d'échantillon de selles pour parasitologie

Le prélèvement s'effectue sur flacon stérile, transparent, disponible au laboratoire ou en pharmacie.

Site : BIOGEN Unilabs – Les Andelys 02 32 54 15 24

**Rapporter le flacon et le questionnaire complété  
(À placer dans la pochette extérieure du sachet, avec l'ordonnance).**

### Renseignements (obligatoire) :

Nom : ..... Prénom : .....

Date de naissance : ..... / ..... / .....

Adresse : .....

Tél portable : .....

E-mail : .....

**Résultats :**  Par internet  Remis au laboratoire  Postés

N° Sécurité

Sociale : .....

Caisse : ..... Centre : .....

Nom de la Mutuelle : ..... N° AMC / télétrans : .....

Numéro d'adhérent : ..... Fin de droit : .....

### Modalités de recueil :

- Cet examen est réalisé de préférence sur 3 échantillons de selles, émises sur 3 jours non consécutifs, tous les 2-3 jours par exemple.
- Eviter si possible les 3 jours précédents l'examen, les aliments riches en fibres végétales (légumes secs, certains légumes verts : choux, salade, tomate et certains fruits : pêche, fraise...) ainsi que les médicaments non absorbables (charbon...), les substances laxatives ou les suppositoires.
  - Recueillir les selles dès leur émission dans un récipient intermédiaire, propre et sec.
  - Si les selles sont liquides, remplir le flacon au 1/3 environ.
  - Si les selles sont molles, choisir un fragment du volume d'une noix en privilégiant les parties liquides / sanglantes / glaireuses ou purulentes.
  - **Refermer soigneusement le flacon** et l'identifier avec Nom, Prénom et Date De Naissance et **l'acheminer le plus rapidement au laboratoire**

**Ces renseignements sont impératifs pour une interprétation correcte**

### **Cocher ici si :**

- Température ambiante : à acheminer au laboratoire dans les 3h maximum.
- Température réfrigéré (2-8°C) : à acheminer au laboratoire dans les 24h maximum

► **Date de recueil** ..... ► **Heure de recueil** : .....

### Signes cliniques

- Diarrhée : Nombre de selles par jour : ..... depuis : .....
- Amaigrissement
- Voyage à l'étranger : Où et quand ? .....
- D'autres personnes de votre entourage présentent- elles les mêmes symptômes

### Traitement

- NON
- OUI, lequel : Arrêté depuis : .....
- En cours depuis : .....
- A débuter après le recueil :