



Préconisations patient recueil d'urine pour examen cytopathologique

Protocole de prélèvement

Le prélèvement s'effectue sur **un flacon stérile, transparent**, disponible au laboratoire ou en pharmacie.

Si la prescription mentionne « cytologie urinaire sur 2 ou 3 jours consécutifs », **chaque échantillon doit être recueilli dans un flacon distinct comportant la date et l'heure de recueil** (se référer à la prescription du médecin).

Le prélèvement s'effectue **sur la deuxième miction du matin**.

- 1- **Faire un peu d'exercice physique (petite marche ou montée de quelques marches d'escalier).**
- 2- Faire une **toilette soignée du méat urinaire.**
- 3- Recueillir les urines dans le flacon : **environ 50 ml.**
- 4- **Refermer** soigneusement le flacon.
- 5- Identifier le flacon avec votre **nom, prénom et date de naissance.**
- 6- **Mettre le flacon dans le sac de transport avec cette fiche complétée.**
- 7- **Apporter le prélèvement le plus rapidement possible** au laboratoire ou à la pharmacie.

Renseignements administratifs

► **Nom** : ► **Prénom** : ► **Sexe** : M F

► **Nom de Naissance** : ► **Date De Naissance** : / /

► **N° de Tél** : / / / /

► **Adresse** :

► **Transmission des résultats** :

Mail → Adresse mail :

J'accepte de recevoir des informations du laboratoire Unilabs ou de ses partenaires mandatés par e-mail, et la mise en ligne de mes résultats sur la plateforme sécurisée KIRO. Je reconnais que mon adresse e-mail est personnelle, sécurisée et accessible uniquement aux personnes autorisées.

Laboratoire Pharmacie, laquelle : Domicile

► **N° Sécurité Sociale** :

Caisse : **Centre** :

► **Nom de la Mutuelle** : **N° AMC / télétrans** :

Numéro d'adhérent : **Fin de droit** :

Renseignements cliniques et thérapeutiques

► **Date de recueil** : / / ► **Heure de recueil** : H

► **Conservation de l'échantillon ?**



- Flacon conservé à température ambiante (15-25°C), pendant une **durée inférieure à 2h.**
- Flacon conservé à température réfrigérée (2-8°C), pendant une **durée inférieure à 24h.**