




Préconisations prescripteur prélèvements vaginaux

Protocole de prélèvement

Se référer au protocole de prélèvement disponible sur **notre site my-unilabs**.

- 1- Identifier l'écouvillon ESwab COPAN (bouchon rose) avec le **nom, prénom et date de naissance du patient**.
- 2- Mettre l'écouvillon dans le sachet de transport **avec cette fiche complétée**.
- 3- Apporter le prélèvement **le plus rapidement possible** au laboratoire ou à la pharmacie.

Renseignements administratifs

- **Nom** : ► **Prénom** : ► **Sexe** : M F
- **Nom de Naissance** : ► **Date De Naissance** : / /
- **N° de Tél** : / / / /
- **Adresse** :
- **Transmission des résultats au patient** :
- Mail → Adresse mail :
- Laboratoire Pharmacie, laquelle : Domicile

Renseignements cliniques et thérapeutiques

- **Date du prélèvement** : / / ► **Heure de prélèvement** : H

Cocher :

► **Conservation de l'échantillon ?**

-  Ecouvillons conservés à température ambiante (15-25°C), pendant une **durée inférieure à 24h**.

► **Respect des préconisations par la patiente :**

- Prélèvement avant toilette intime : OUI NON
 Abstinence sexuelle de 48h : OUI NON

► **Origine du prélèvement** : Vagin + col. Vagin.

► **La patiente présente-t-elles les signes suivants ?**

- Leucorrhée.
 Préciser : Sécrétions nulles. Sécrétions peu abondantes. Sécrétions abondantes.
 Sécrétions caillottes. Sécrétions brunes.
- Prurit.
 Grossesse. La patiente est-elle allergique à un antibiotique de type Blactamines ? OUI NON
 Dépistage IST.
 Métrorragie.
 Avant pose stérilet.
 Autre :

► **Traitement :**

- Traitement prévu : NON OUI, Lequel :
- Traitement en cours : NON OUI, Lequel :
- Contrôle après traitement : NON OUI, Lequel :