
Prélèvement pour examen MYCOLOGIQUE BUCCAL :

Recherche d'une mycose à levures (culture 48H)

Nous vous remercions de respecter les recommandations suivantes :

- Le prélèvement sera réalisé, si possible, avant de débuter un traitement anti infectieux local ou général, à la phase aiguë de la maladie.
- **Fenêtre thérapeutique souhaitable [331] : 10 jours**

Consommables nécessaires :

- Ecouvillon COPAN **bouchon ROSE** (culture + examen direct)

Prélèvement :

- Ecouvillonner l'intérieur de la bouche selon la prescription (Langue, palais, gencive, ...)
- Décharger l'écouvillon **bouchon ROSE** dans le milieu de transport et rompre la tige au point de rupture.

Identifier l'échantillon avec Nom, Prénom, Date De Naissance.

Noter la **date**, l'**heure** du prélèvement, l'**ORIGINE PRECISE** et **les renseignements cliniques et thérapeutiques**.

- Facteurs favorisants généraux (terrain : diabète, grossesse, traitement antibiotique, ...) ou locaux (irritation, prothèse dentaire...)
- Décrire les lésions.