Unilabs | Biolib

(Réservé au laboratoire)
Coller ici l'étiquette du Dossier patient

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS:

Prélèvement effectué le : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐ **à :** ☐☐ **H** ☐☐

Nom usuel patient :
Prénom patient :
Date de Naissance : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐
Sexe : ☐ **Féminin** ☐ **Masculin**

Nom de naissance :
Lieu de naissance :

Téléphone :
Adresse mail : @
Adresse postale :

N° de Sécurité sociale :
Nom et prénom assuré si différent du patient :
Caisse :
Mutuelle :
N°AMC / Télétransmission :
Si possible joindre copie de la carte de mutuelle.

TRANSMISSION DES RESULTATS:

PATIENT : ☐ **POSTE** ☐ **LABO** ☐ **INTERNET**

★ ***Signature Patient si internet :***

☐ *En cochant cette case, J'accepte de recevoir des informations du Laboratoire Unilabs ou de ses partenaires mandatés (*) par e-mail, et la mise en ligne de mes résultats sur la plateforme sécurisée Kiro. Je reconnais que mon adresse e-mail est personnelle, sécurisée et accessible uniquement aux personnes autorisées.*
(*) Votre Laboratoire peut également vous transmettre des informations d'ordre pratique (changement d'horaires, d'adresses etc.)et des enquêtes de satisfaction ponctuelles en vue d'améliorer la qualité de nos services.

MEDECIN : ☐ **TEL** ☐ **FAX :** _____ ☐ **Envoi d'une copie à :**

DMP* : ☐ **AUTORISATION** ☐ **REFUS**
↳ ***Si copie carte d'identité fournie***

****Dans le cas où aucune case n'est cochée, la transmission sera effectuée par défaut.***

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES:

(cocher la bonne réponse)

TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE / ANTIFONGIQUE / ANTIVIRAL EN COURS ?

☐ NON ☐ OUI : Précisez :

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES :

☐ Grossesse
☐ Température : .....°C
☐ Diabète
☐ Neutropénie
☐ Mucoviscidose
☐ MAP, RPM
☐ CRP : ..... mg/L
☐ Absence de symtômes
☐ Autre :

☐ **Commentaire éventuel :**

MODALITES DE PRELEVEMENT :

☐ **Prélèvement unique** (2 à 3 paires prélevées en une seule fois sur 24 h)
☐ **Prélèvement multiple** (2 à 3 paires prélevées en 2 à 3 fois sur 24 h

CONDITION PARTICULIÈRE IMPOSANT LE PRÉLÈVEMENT MULTIPLE :

☐ **Endocardite et/ou Pace-Maker, sonde/valve cardiaque**
☐ **Infection sur matériel** (1 paire en périphérie et 1 paire prélevée sur matériel à < 15 minutes d'intervalle)

Unilabs | Biolib

Flacon AEROBIE →
+
Flacon ANAEROBIE →



= 1 PAIRE

ETIQUETAGE DES FLACONS D HEMOCULTURE :



Remplir chaque flacon jusqu'au repère = Trait blanc sur bande noire (volume requis par flacon : 8 à 10 mL)

Languette à décoller sur le flacon et à coller sur cette fiche ci-dessous :



NE PAS MASQUER LE CODE A BARRE AVEC ETIQUETTE PATIENT

Paire n°1 :

Coller ici étiquette Flacon AEROBIE — *Coller ici étiquette Flacon ANAEROBIE*

Paire n°2 :

Coller ici étiquette Flacon AEROBIE — *Coller ici étiquette Flacon ANAEROBIE*

Paire n°3 :

Coller ici étiquette Flacon AEROBIE — *Coller ici étiquette Flacon ANAEROBIE*

MODALITES DE CONSERVATION :

IMPORTANT :
Les flacons doivent être acheminés au laboratoire dans les plus brefs délais.
Transport à température ambiante : pas de mise à l'étuve

Laboratoire Galliéni 11 Avenue Galliéni 33500 Libourne 05.57.55.38.48 laboratoire.gallieni@unilabs.com	**Laboratoire Rialto** 9 Allée Robert Boulin 33500 Libourne 05.57.51.10.89 laboratoire.rialto@unilabs.com	**Laboratoire Coutras** 6 Rue François Mitterrand 33230 Coutras 05.57.48.40.60 laboratoire.coutras@unilabs.com	**Laboratoire Arveyres** 17 route de Bordeaux 33500 ARVEYRES 05.57.84.92.92 laboratoire.vayres@unilabs.com
CARE BIG	**Laboratoire St Loubès** 3 Chemin du Livey 33450 Saint Loubès 05.56.78.93.68 laboratoire.stloubes@unilabs.com	**Laboratoire Montpon** 82 Avenue Georges Pompidou 24700 Montpon Menesterol 05.53.80.07.35 laboratoire.montpon@unilabs.com	**Laboratoire Belvédère** 26, Boulevard Joliot Curie 33100 BORDEAUX 05.17.93.01.35 laboratoire.belvedere@unilabs.com


Unilabs | Biolib

TECHNIQUE DE PRELEVEMENT :

ATTENTION : TOUJOURS PRELEVER LES FLACONS D'HEMOCULTURES AVANT LES AUTRES PRELEVEMENTS SANGUINS

1. **HYGIÈNE des mains : friction hydroalcoolique**
2. **Patient informé, installé confortablement, identité vérifiée**
3. **Choix du protocole de prélèvement et voie à utiliser**
4. **Numérotation des paires de flacons sur les flacons**

1 paire = 1 flacon aérobie (vert) + 1 flacon anaérobie (orange) (≈ 10 mL /flacon)



- **Vérifier date de péremption des flacons + milieu limpide + fond du flacon ≠ jaune**
- **Oter les protections** des bouchons
- **Désinfecter** les bouchons avec les compresses imbibées d' alcool puis les jeter
- **Laisser sécher à l'air libre au moins 30 secondes (ne surtout pas laisser les compresses sur les bouchons)**



Unilabs | Biolib

TECHNIQUE DE PRELEVEMENT (SUITE) :

5) ASSEMBLER l'aiguille à ailettes au corps de prélèvement spécial Hémoculture
N.B. : les prélèvements sanguins sont effectués en suivant après le retrait du dernier flacon d'hémoculture.

6) POSER LE GARROT environ 10 cm au-dessus du site de ponction

7) REPÉRER le point de ponction puis relâcher le garrot

8) PRÉPARATION CUTANÉE DU SITE DE PONCTION EN 4 TEMPS
- **Bétadine rouge**
- **Rinçage à l'eau ou sérum physiologique stériles**
- **Séchage avec compresse stérile**
- **Bétadine orange sauf si allergie**

9) HYGIÈNE des mains : friction hydroalcoolique

10) RESERRER LE GARROT (durée < 5 min.)

11) METTRE des GANTS

12) PONCTIONNER la veine sans retoucher le site de ponction
(observer le retour de sang dans la tubulure)

13) ENGAGER le flacon dans le corps de pompe en le tenant plus bas que le bras du patient et en position verticale afin de VÉRIFIER le volume de sang ≈ 10 mL sang/flacon
En 1er : flacon aérobie puis anaérobie ainsi de suite le cas échéant.

14) RETIRER le garrot ; DÉPIQUER le patient ;

Éliminer l'unité de prélèvement dans le collecteur DASRI d'objets piquants / tranchants

15) COMPRIMER le point de ponction avec une compresse sèche ; poser un pansement

16) AGITER doucement les flacons
17) RETIRER et éliminer les gants + HYGIÈNE des mains : friction hydroalcoolique

18) ÉTIQUETER les flacons sans masquer leur code-barre et le numéro attribué précédemment (en absence d'étiquette patient : identifier le flacon avec Nom + Prénom + Date de naissance)

19) INSERER les flacons dans pochette de transport transparente (en utiliser 2 si besoin) et joindre la fiche de renseignement complétée.

