

NEWSLETTER N°1



Retrouvez dans cette newsletter nos dernières actualités, et les informations utiles à votre pratique quotidienne !

Remplissage des tubes de coagulation



Le remplissage adéquat des tubes de coagulation est primordial, il doit respecter le rapport sang/citrate.
Un tube insuffisamment rempli peut fausser le résultat et conduire à un nouveau prélèvement.

Remplir jusqu'au trait noir


Webinaire prescription IDEL

Le 07/12/2026 de 14h à 15h

Webinaire sur la prescription des analyses biologiques par les IDEL
offert par Unilabs

Vous recevrez bientôt un email détaillé pour vous inscrire

Dosage de médicaments



Le bon tube pour la bonne analyse !
Le tube dépend du dosage de médicaments :

- **Anti-rejets : tube EDTA sans gel**
- **Autres : tube SEC sans gel**

Une nouvelle application à télécharger

À partir du 15 novembre 2026, l'application IDELab ne sera plus utilisable

Nous vous invitons à télécharger dès maintenant l'application :

Unilabs IDELab

Urines : le recueil dépend de l'analyse

Analyse	Mode de recueil
ECBU	Après désinfection locale Seul le **deuxième jet** est recueilli
Recherche de Chlamydiae et gonocoque	Respecter les **2 h de rétention d'urine** Seul le **début du premier jet** est recueilli


Identitovigilance : groupes sanguins

Groupes sanguins : pièce d'identité OBLIGATOIRE !

Pour les demandes de groupe sanguin, la transmission de la pièce d'identité est **obligatoire**, sans elle, les groupes sanguins ne pourront pas être réalisés.
La copie ou la photographie de la pièce d'identité peut être envoyée par mail ou sur le PAD.

Homogénéisation des tubes : le bon geste

Une homogénisation correcte permet d'éviter la formation de caillots, le reprélèvement du patient, et de garantir la qualité du résultat : **7 à 8 retournements lents suffisent**



1 retournement complet = 1 aller-retour

Ordonnances avec prescriptions mulitples

Lorsque plusieurs bilans sont prescrits selon un rythme précis sur une même ordonnance, merci de préciser clairement les bilans souhaités.
Cela évite les oublis et/ou les erreurs, limite les appels pour vérification et facilite la vie de tous.

Merci de votre collaboration, votre vigilance et de votre confiance, qui contribuent chaque jour à la qualité et à la sécurité des résultats des patients

charlene.draveny@unilabs.com